

アルコール除菌剤 10L BIB

全ての成分に天然物、
または食品添加物を使用

詰め替えが容易に出来る
バッグインボックスを採用!

成分

エタノール
食品香料
乳酸ナトリウム
クエン酸ナトリウム
精製水


※アルコール濃度
: 65~75%



品 番: 000270
内 容 量: 10L
JANコード: 4985329102702
入 数: 1箱

取扱方法


① Aの部分を指で押し開け、Bの部分をミシン目に沿って手で切り取ってください。



② 注出口を引き出したまま付属のコックと取り換えてください。



③ 図の様に注出口を下にして台の上に置き、容器に必要量を注入してください。



【ご参考】

2020年4月10日、及び4月22日に厚生労働省医政局経済課が事務連絡しております『新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について』の中で、手指消毒用エタノール以外の高濃度エタノール製品を用いた手指消毒の取扱が周知されました。

株式会社 **イチネンケミカルズ** プロユースケミカル事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号 <https://www.ichinen-chem.co.jp/>

札幌営業所	011-251-4580	名古屋支店	052-504-8171
仙台支店	022-788-0791	静岡出張所	052-504-8171
東京営業課	03-6414-5608	金沢営業所	076-237-3156
北関東営業所	0280-97-3050	大阪支店	06-6748-9960
群馬営業所	0270-25-1168	岡山営業所	086-805-1830
千葉出張所	043-214-0125	愛媛出張所	06-6748-9960
西東京出張所	03-6414-5608	広島営業所	082-553-1013
新潟営業所	025-226-7241	福岡営業所	092-472-2067

取扱販売店